



2021年6月14日

各位

会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 田中 英成
(コード番号：7780 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 渡邊 基成
(TEL. 052-935-1646)

1日使い捨て乱視用コンタクトレンズ「Magic toric」軸追加のお知らせ

2021年6月14日（月）から、1日使い捨て乱視用コンタクトレンズ「Magic toric」の乱視軸を新たに追加し、発売することをお知らせいたします。本商品は定額制システムのメルスプランでのご提供とともに、全国のMiru（メニコングループ販売店）他、メニコン製品取り扱い店で販売をいたします。

本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。

以上

2021 年 6 月 14 日

清潔・簡単な「SMART TOUCH」仕様の 1 日使い捨て乱視用コンタクトレンズ

「Magic toric」軸追加のご案内



株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目 21-19、代表執行役社長：田中英成）は、1 日使い捨て乱視用コンタクトレンズ「Magic toric」の乱視軸を追加し、6 月 14 日より発売することをお知らせいたします。

「Magic toric」は、レンズ内面にふれずにレンズを取り出せる「スマートタッチ」と、従来のコンタクトレンズとは全く異なるユニークな形状で薄型レンズ容器を実現した「フラットパック」という当社独自の特長を併せ持つ 1 日使い捨てコンタクトレンズ「Magic」シリーズの乱視用タイプです。レンズ内面にふれずに清潔に装着でき、レンズの表裏確認が不要で、2011 年に近視用を、2020 年に乱視用を発売後、それぞれお客様より好評を得ております。

乱視とは、角膜や水晶体のゆがみにより網膜上に正しく像を結ばない状態をいい、モノが二重に見えたりにじんで見えてしまいます。矯正のためには、特定の方向の光だけを屈折させる必要があります。Magic toric では従来、乱視軸を 180°と 90°をご用意しておりましたが、この度、新たに 15°と 165°をラインアップに追加いたしました。

一般的に、近視用レンズと比較して乱視用レンズの価格は高く設定されているため、乱視用レンズを装用した方がよりはっきり見える場合でも、近視用レンズを使用しているケースが多いと考えております。Magic シリーズは定額制システムのメルスプランにラインアップしており、メルスプランの会員様においては、近視用レンズ・乱視用レンズともに同一月会費となっている為、お気軽に乱視用レンズをご利用いただけます。

1DAY コンタクトレンズの市場は増加傾向にあり、中でも若年層の 1DAY タイプ装用者割合が高く、10 代のコンタクトレンズ装用者における 1DAY タイプ使用割合は約 50%となっております。また、10 代の学生がコンタクトレンズを装用し始めるきっかけとして、授業やスポーツ時の見づらさを解消したいという理由が多く、乱視矯正が必要な方には乱視用レンズを装用することで、より良い学生生活、コンタクトレンズライフをお過ごしいただきたいです。Magic シリーズは清潔・簡単な「SMART TOUCH」仕様ですので、コンタクトレンズを使用し始めたばかりで、レンズ装用に不慣れな方にも安心して使用いただくことができます。


Magic シリーズは、レンズ容器のプラスチック使用量を、当社従来品と比べて約 80%削減しております。またパッケージは、レンズ製造時に不要となった成形プラスチックをリサイクルして生産しており、環境にも配慮した製品となっております。

メニコンは、お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた製品のご提供を通じ、これからも「より良い視力」と「見える喜び」の提供に寄与してまいります。

(数値はいずれもメニコン調べ)

※「Magic」は包装から派生した製品ブランドであり、コンタクトレンズの視覚的機能・効果ではありません。

販売名：メニコン 1DAY フラットバック / 医療機器承認番号：22100BZX01098000

『Magic toric』製品情報（赤字部分が今回追加規格）			
BC	8.6mm		
直径	14.5mm		
中心厚	0.10mm(-3.00D)		
球面度数	±0.00～-6.00D（0.25Dstep）、 -6.50 ～-10.00D（0.50Dstep）		
含水率	57%		
酸素透過係数（Dk）	19.4×10^{-11} (cm ² /sec)・(mLO ₂ /(mL×mmHg)) (ISO 電極法)		
酸素透過率（Dk/ t）	19.4×10^{-9} (cm/sec)・(mLO ₂ /(mL×mmHg)) (-3.00D) (ISO 電極法)		
乱視軸/C	C-0.75D	C-1.25D	C-1.75D
180°	●	●	●
90°	●	●	
15°	●	●	
165°	●	●	